



GUIA DE TORQUE

IMPLANTES



Implantes	Torque
Bioneck CMH NP	45 Ncm
Dynamic CMH NP	45 Ncm
Bioneck TRI NP 3,5	35 Ncm
Bioneck TRI RP 4,3	45 Ncm
Bioneck TRI UP 5,0	
Biodent NP 3,3	35 Ncm
Biodent RP 3,75	45 Ncm
Biodent UP 5,0	
Kort NP 4,0	35 Ncm
Kort RP 5,0	45 Ncm

COMPONENTES PROTÉTICOS

Componentes Protéticos		Torque
	Parafusos de Cobertura	10 Ncm (máx.)
	Pilar de Cicatrização	15 Ncm
	Tampa de Proteção MPC	
	Transferentes do Implante	
	Transferente do MPC	
	Coping Provisório MPC	
	Coping CoCr MPC	
	Mini Pilar Cônico Angulado	20 Ncm
	Mini Pilar Cônico Reto	20 Ncm
	Pilar Estético Reto	35 Ncm
	Pilar Estético Angulado	
	Pilar Estético Divergente	
	Pilar Estreito	
	Pilar Provisório Ti	
	Ucla CoCr	
	Interfaces	



dérig
Implantes do Brasil

Dérig Ind. e Com. de Mat. Médico - Odontológicos Ltda

📍 Rua Lapa, 479 | Chácara Marco | Barueri, São Paulo | 06419-020

☎ 0800 777 1991 | 11 4161 8090

✉ derig@derig.com.br | vendas@derig.com.br

🌐 derig.com.br